



PM600 – 大容量行星式球磨仪

最高容量可达 4L

通用性广，高效灵活

多种球磨载体可选，操作简便



阿仑膦酸钠

进样量: ~0.1g
进样粒度: <25 μm
研磨时间: 3min
最终出样粒度: <5 μm



曲安奈德

进样量: 1g
进样粒度: ~150 μm
分散剂: 8ml 水
研磨时间: 30min
最终出样粒度: <10 μm

应用领域

动植物组织、微生物、岩石矿物、土壤、医药、化工多聚物、生命科学、生化、环境、地址、农业、林业、质检、成分检测、材料等领域。

技术参数

型号	PM600	主盘转速	5-400 r/min
进样尺寸	≤ 10 mm	球磨罐转速	10-800 r/min
最终出样尺寸	≥ 0.1 μm	显示	5 寸 OLED 触摸显示屏
最小处理量	50 ml/罐	安全性	正、逆向运行, 危险紧急停止
最大处理量	4×1000 ml	多段编程	30 段可编辑循环程序
连续运行时间	1-9999 分钟	传动电机	德国进口 300W 节能伺服电机
暂停时间设定	1-999 分钟	研磨模式	干磨/湿磨
研磨容器材质	不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等可选	惰性气体保护处理	是(增配)
研磨容器体积	100ml-500ml 通用, 1000ml, 1500ml	尺寸(mm)	600×430×430 mm

