



PM500 – 智能型行星式球磨仪

多种物质粉碎提取，快速研磨

研磨效率提高十几倍

全封闭状态，避免交叉感染



葡糖胺 — 氨基葡萄糖

进样量：~18g
进样粒度：19x8mm
研磨时间：5min
最终出样粒度：<32 μm



叔丁基 羟基苯甲醚

进样量：50g
进样粒度：3mm
研磨时间：1min
最终出样粒度：<10 μm



中药

进样量：5g
进样粒度：60 μm
研磨时间：3h
最终出样粒度：1 μm

技术参数

型号	PM500	主盘转速	5-400 r/min
进样尺寸	≤ 10 mm	球磨罐转速	10-800 r/min
最终出样尺寸	≥ 0.1 μm	显示	5 寸 OLED 触摸显示屏
样品处理量	4×1000 ml	多段编程	30 段可编辑循环程序
研磨容器材质	不锈钢、玛瑙、氧化锆、刚玉、碳化钨、聚氨酯等可选	研磨模式	干磨/湿磨
研磨容器体积	100ml-500ml 通用， 1000ml, 1500ml	尺寸 (mm)	600×430×430 mm

